


Анти-Paxillin Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Elisa - P49023

Артикул: CM0021095



введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против человеческого Paxillin, подходящие для вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают Paxillin в образцах человека и мыши для изучения динамики фокальных контактов и взаимодействия с цитоскелетом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Paxillin кролик pAb
Примечания/Псевдоним	Paxillin; PXN; paxillin
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5829
GeneID	5829
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого Paxillin (NP_002850.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P49023
Молекулярный вес белка	65кДа
Доставка	Сумка со льдом