

Поликлональное Антитело Против Pbef/Visfatin/Nampt Для Вб, Игк-П, Иф/Икк, Ифа — P43490

Артикул: CM0016391



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому PBEF/Visfatin/NAMPT. Валидировано для применения в ВБ, ИГК-П, ИФ/ИКК и ИФА, обладает перекрестной реактивностью с белками человека, мыши и крысы. Подходит для исследований метаболизма НАД, циркадных ритмов и цитокинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PBEF/Visfatin/NAMPT кроличье пАт
Примечания/алиасы	VF; PBEF; PBEF1; VISFATIN; 1110035O14Rik; PBEF/Visfatin/NAMPT
Вид	Человек
ID гена (человек)	10135
ID гена	10135
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P43490
Молекулярная масса белка	56 кДа
Доставка	Холодильный пакет