

Кроличья Моноклональное Антитело Против Anti-Pbef/Visfatin/Nampt Для Вестерн-Блоттинга, ИHC-P, Ифа - P43490

Артикул: CM0007190



введение

Высокопроизводительное кроличье моноклональное антитело против PBEF/Visfatin/NAMPT (UniProt P43490). Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИHC-P и ИФА. Перекрестно реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований биосинтеза NAD, иммуномодуляции и адипокинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PBEF/Visfatin/NAMPT кроличье мАт
Примечания/Псевдоним	VF; PBEF; PBEF1; VISFATIN; 1110035O14Rik; PBEF/Visfatin/NAMPT
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10135
GeneID	10135
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 300-400 человеческого PBEF/Visfatin/NAMPT (NP_005737.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P43490
Молекулярный вес белка	56кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент