

Поликлональные Антитела Против Pbk Для Wb, Elisa - Q96Kb5

Артикул: CM0021889



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческой киназы Pbk (TOPK), валидированные для применения в WB и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходят для исследований клеточного цикла, реакции на повреждение ДНК и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KO] Pbk кролик pAb
Примечания/Псевдонимы	SPK; CT84; TOPK; HEL164; Nori-3; Pbk
Вид	Человек
ID гена (Человек)	55872
ID гена	55872
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-322 человеческого Pbk (NP_060962.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96KB5
Молекулярный вес белка	36кДа
Доставка	Сумка со льдом