


Моноклональное Антитело Против Pbrm1 Для Вестерн-Блоттинга, Иммуногистохимии (Парафиновые Срезы), Elisa - Q86U86

Артикул: CM0002285



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на PBRM1 (BAF180), валидировано для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии (парафиновые срезы) и ELISA. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши, крысы. Идеально для исследований ремоделинга хроматина и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PBRM1 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	PB1; RCC; BAF180; SMARCH1; PBRM1
Вид	Человек
Gene ID (Human)	55193
Gene ID	55193
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 530-680 белка PBRM1 человека (Q86U86)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q86U86
Молекулярная масса белка	193 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом