


Кроличья Поликлональная Антитело Против Pbrm1 Для Wb, Ip, Elisa - Q86U86

Артикул: CM0027261



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого PBRM1 (BAF180), валидированная для Вестерн-блоттинга (WB), иммунопреципитации (IP) и ИФА (ELISA). Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Нацелено на фактор хроматин-ремоделирования семейства SWI/SNF с опухолевой супрессорной активностью.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PBRM1 кроличья поликлональная антитело
Примечания/Альтернативные названия	PB1; RCC; BAF180; SMARCB1; PBRM1
Вид	Человек
ID гена (человек)	55193
ID гена	55193
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-230 человеческого PBRM1 (NP_060783.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q86U86
Молекулярная масса белка	193 кДа
Доставка	Холодильная упаковка со льдом