

## Моноклональное Антитело Против Anti-Pbr/Tspo Для Вб — P30536

Артикул: CM0009004

### введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против человеческого PBR/TSPO (TSPO, PBR), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Обнаруживает белок человека и мыши. Идеально подходит для исследований транспорта митохондрий и холестерина.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | PBR/TSPO Rabbit mAb                                                                                                                     |
| Примечания/Псевдонимы     | DBI; IBP; MBR; PBR; PBS; BPBS; BZRP; PKBS; PTBR; mDRC; pk18; TSPO1; PBR/TSPO                                                            |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                 |
| GeneID (Человек)          | 706                                                                                                                                     |
| GeneID                    | 706                                                                                                                                     |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид   Синтетический пептид, соответствующий последовательности в аминокислотах 70-169 человеческого PBR/TSPO (P30536). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                  |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                                 |
| Применение                | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь                                                                                                                           |
| SWISS                     | P30536                                                                                                                                  |
| Молекулярная масса белка  | 19кДа                                                                                                                                   |
| Доставка                  | Холодовой пакет                                                                                                                         |