

Поликлональные Антитела Против Rbx1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P40424

Артикул: CM0028712



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против транскрипционного фактора человека RBX1. Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Подходят для исследований в области транскрипционной регуляции, развития и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PBX1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CAKUNED; PBX1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5087
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 311-430 человеческого PBX1 (NP_002576.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P40424
Молекулярный вес белка	47 кДа
Доставка	В ледяном пакете