

Поликлональные Антитела Против Pbx3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P40426

Артикул: CM0024601

введение

PBX3 Rabbit pAb — это поликлональные антитела, распознающие фактор транскрипции человеческого PBX3. Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), перекрестно реагируют с человеческим и мышинным белками. Идеальны для исследований регуляции транскрипции и развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PBX3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PBX3
Вид	Человек
ID Gene (Человек)	5090
ID Gene	5090
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого PBX3 (NP_006186.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P40426
Молекулярный вес белка	47kDa
Доставка	Сумка со льдом