

Моноклональное Антитело Anti-Pcbd1 Для Wb, Ihc-P, Elisa - P61457

Артикул: CM0009664

введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого PCBD1 (Pterin-4-alpha-carbinolamine dehydratase). Валидировано для WB, IHC-P, ELISA; реагирует с человеческим, мышиным и крысиным белками. Подходит для исследований биосинтеза тетрагидробиоптерина и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PCBD1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	PCD; PHS; DCON; PCBD; PCBD1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5092
GeneID	5092
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-104 человеческого PCBD1 (P61457).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P61457
Молекулярный вес белка	12кДа
Доставка	Сумка со льдом