

Анти-Pcbd1 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, If/Icc, Elisa - P61457

Артикул: CM0028321

введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого PCBD1, валидированные для WB, IF/ICC и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходят для исследований биосинтеза тетрагидробиоптерина и транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PCBD1 кролик rAb
Примечания/Псевдоним	PCD; PHS; DCON; PCBD; PCBD1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5092
ID гена	5092
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P61457
Молекулярный вес белка	12кДа
Доставка	Сумка со льдом