


Кроличье Моноклональное Антитело Против Pccb [Валидировано На Ko] Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P05166

Артикул: CM0006665



введение

Валидированное на КО кроличье моноклональное антитело против PCCB для вестерн-блоттинга, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Обнаруживает человеческий, мышиный и крысиный PCCB, митохондриальный фермент, участвующий в карбоксилировании пропионил-КоА. Сырье для IVD только для исследовательских целей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на КО] PCCB кроличье мАт
Примечания/Псевдоним	PCCB; CB
Вид	Человек
GeneID (человек)	5096
GeneID	5096
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 260-539 человеческого PCCB (NP_000523.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P05166
Молекулярный вес белка	58кДа
Доставка	Сумка со льдом