


Кроличье Поликлональное Антитело Против Рссв Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа - P05166

Артикул: CM0025095



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на бета-цепь пропионил-КоА карбоксилазы человека (PCCB). Валидировано для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и иммуноферментном анализе (ИФА), с перекрестной реактивностью к мышинному белку. Идеально для исследований митохондриального метаболизма, катаболизма аминокислот с разветвленной цепью и пропионовой ацидемии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РССВ Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	РССВ
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5096
GeneID	5096
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 260-539 человеческого РССВ (NP_000523.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P05166
Молекулярная масса белка	58 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом