


Поликлональные Антитела Против Pcdh1 Для Вб И Ифа - Q08174

Артикул: CM0017294



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческой протокадгерина-1 (PCDH1, PC42) для вестерн-блоттинга и ИФА. Подходит для исследований клеточной адгезии и нейробиологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PCDH1 кроличья пАт
Примечания/алиасы	PC42; PCDH42; PCDH1
Вид	Человек
ID гена (человек)	5097
ID гена	5097
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 60-220 человеческого PCDH1 (NP_002578.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q08174
Молекулярная масса белка	115 кДа
Доставка	Холодовой пакет