


Кроличье Поликлональное Антитело Против Pcdh15 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q96Qu1

Артикул: CM0018499



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого протокадгерина-15, валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Нацелено на белок, критически важный для функции сетчатки и улитки; подходит для исследований слуха и зрения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PCDH15 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	USH1F; CDHR15; DFN823; PCDH15
Вид	Человек
ID гена (Человек)	65217
ID гена	65217
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 160-400 человеческого PCDH15 (NP_001136235.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96QU1
Молекулярная масса белка	216 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом