

Поликлональное Антитело Против Pcdh9 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Hc56

Артикул: CM0015593



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого Протокадгерина-9 (PCDH9) для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Перекрестно реагирует с образцами человека. Предсказанная молекулярная масса 136 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PCDH9 Кроличье pAb
Примечания/Алиас	PCDH9
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5101
GeneID	5101
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 400-600 человеческого PCDH9 (NP_982354.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9HC56
Молекулярная масса белка	136 кДа
Доставка	В пакете со льдом