

Кроличья Поликлональная Антитело Против Pcdha12 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Un75

Артикул: CM0030073

введение

Это кроличья поликлональное антитело направлено на протокадгерин альфа-12 (PCDNA12), белок клеточной адгезии нейронов. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), распознает человеческий, мышиный и крысиный PCDNA12 (~102 кДа). Идеально подходит для исследований в нейронауке.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PCDNA12 кролика rAb
Примечания/Псевдоним	PCDH-ALPHA12; PCDNA12
Вид	Человек
GeneID (Человек)	56137
GeneID	56137
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 713-792 человеческого PCDNA12 (NP_114070.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UN75
Молекулярный вес белка	102 кДа
Доставка	В ледяном пакете