

Поликлональное Антитело К Pcdha13 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Y5I0

Артикул: CM0029068

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на протокадгерин альфа-13 (PCDHA13), валидированное для вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально для нейробиологических исследований нейронных связей и клеточной адгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PCDHA13 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CNR5; CNRN5; CNRS5; CRNR5; PCDH-ALPHA13; PCDHA13
Вид	Человек
ID гена (Человек)	56136
ID гена	56136
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 300-360 человеческого PCDHA13 (NP_061727.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y5I0
Молекулярная масса белка	102 кДа
Доставка	В пакете со льдом