

Поликлональные Антитела Против Pcdhb16 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа — Q9Nrj7

Артикул: CM0022809

введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому PCDHB16, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагируют перекрестно с мышинными и крысиными гомологами. Подходят для изучения нейронной адгезии клеток и мозг-специфичных межклеточных взаимодействий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PCDHB16 кроличья поликлональная антитела
Примечания/Алиасы	ME1; PCDH3X; PCDHB8a; PCDH-BETA16; PCDHB16
Вид	Человек
ID гена (человек)	57717
ID гена	57717
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9NRJ7
Молекулярная масса белка	85кДа
Доставка	Холодовой пакет