

Поликлональное Антитело Кролика Против Pcdhb4 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q9Y5E5

Артикул: CM0021781

введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий PCDHB4 (протокадгерин бета-4). Валидировано для WB, IF/ICC, ELISA; перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Подходит для исследований клеточной адгезии и нейронауки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PCDHB4 Rabbit pAb
Примечания/синоним	PCDH-BETA4; PCDHB4
Вид	Человек
ID гена (человек)	56131
ID гена	56131
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 28-300 человеческого PCDHB4 (NP_061761.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Y5E5
Молекулярная масса белка	87 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом