

Кроличье Поликлональное Антитело Против Pcgf1 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q9Bsm1

Артикул: CM0029948



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого PCGF1 (NSPc1, RNF68), валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии и ELISA. Определяет белок у человека, мыши, крысы. Полезно для изучения Polycomb-групповых комплексов, транскрипционного репрессирования, ремоделирования хроматина и пролиферации клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PCGF1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	NSPC1; RNF68; RNF3A-2; 2010002K04Rik; PCGF1
Вид	Человек
GeneID	84759
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 160-259 человеческого PCGF1 (NP_116062.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуоцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BSM1
Молекулярная масса белка	30 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом