

Кроличьи Моноклональные Антитела К Anti-Pcif1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх (Парафин), Ип, Ифа - Q9H4Z3

Артикул: CM0006365



введение

Кроличьи моноклональные антитела против PCIF1, валидированные для Вестерн-блоттинга, иммуногистохимии (парафин), иммунопреципитации и ИФА. Реагируют с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Подходят для исследований метилирования кэпа в процессинге мРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KO Validated] PCIF1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	CAPAM; hCAPAM; hPCIF1; C20orf67; PPP1R121; F1
Вид	Человек
ID гена	63935
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-200 человеческого PCIF1 (NP_071387.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H4Z3
Молекулярный вес белка	81 кДа
Транспортировка	Сухой лед