

Анти-Pcif1 Кроличья Поликлональная Антитело Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H4Z3

Артикул: CM0018859



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против человеческого PCIF1 (CAPAM), валидированная для WB, IHC-P, ELISA. Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Для исследовательского использования в эпитранскриптомики и исследованиях метилирования кэпа мРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PCIF1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CAPAM; hCAPAM; hPCIF1; C20orf67; PPP1R121; PCIF1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	63935
GeneID	63935
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-200 человеческого PCIF1 (NP_071387.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H4Z3
Молекулярный вес белка	81кДа
Доставка	Сумка со льдом