

Анти-PCif1 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, IHC-P, IP, Elisa - Q9H4Z3

Артикул: CM0022997



введение

Поликлональные антитела кролика против человеческой метилтрансферазы кэпа мРНК PCIF1 (CAPAM), валидированные для WB, IHC-P, IP и ELISA в образцах человека, мыши и крысы. Нацелены на аминокислоты 1-200 NP_071387.1.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PCIF1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	CAPAM; hCAPAM; hPCIF1; C20orf67; PPP1R121; PCIF1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	63935
GeneID	63935
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-200 человеческого PCIF1 (NP_071387.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H4Z3
Масса белка	81кДа
Доставка	Сумка со льдом