

Кроличья Поликлональная Антитело Против Pck1 Для Вестерн-Блоттинга - P35558

Артикул: CM0020916



введение

Кроличья поликлональное антитело, направленное против человеческого PCK1 (PEPCK-C), для Вестерн-блоттинга (WB), ИП (IP), ИФ/ИЦК (IF/ICC), ИФ-П (IF-P) и ИФА (ELISA). Обнаруживает эндогенный PCK1 в образцах человека, мыши и крысы. Рекомбинантный иммуноген (а.о. 490-622).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PCK1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PCKDC; PEPCK1; PEPCKC; PEPCK-C; PCK1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5105
GeneID	5105
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 490-622 человеческого PCK1 (NP_002582.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P35558
Молекулярный вес белка	69кДа
Доставка	Сумка со льдом