

Кроличья Поликлональная Антитела Против Pcm1 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Ифа - Q15154

Артикул: CM0023211



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого PCM1, валидированы для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА. Реагируют с PCM1 человека и мыши (~229 кДа), нацелены на N-концевую область. Подходят для исследования centrosom и цилий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PCM1 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	PTC4; RET/PCM-1; PCM1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5108
GeneID	5108
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-260 человеческого PCM1 (NP_006188.4).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q15154
Молекулярная масса белка	229 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом