


Поликлональное Антитело К Pсmt1 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ip, Elisa - P22061

Артикул: CM0028966



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого PCMT1 (PIMT), валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, иммунопреципитации и ELISA. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально для исследований репарации белков и старения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PCMT1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	PIMT; PCMT1
Вид	Человек
GenelD (Человек)	5110
GenelD	5110
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P22061
Молекулярная масса белка	25 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом