


Кроличье Моноклональное Антитело Против Pсna Для Wb, Ihc-P, Elisa — P12004

Артикул: CM0003877



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против PCNA, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА (ELISA). Обладает перекрестной реактивностью с образцами человека, мыши, крысы и африканской зеленой мартышки. Направлено против пролиферирующего клеточного ядерного антигена с молекулярной массой 29 кДа, который участвует в репликации и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против PCNA
Примечания / Альтернативные названия	ATLD2; PCNA
Вид	Человек
ID гена (человек)	5111
ID гена	5111
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 162-261 белка PCNA человека (NP_002583.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса, африканская зеленая мартышка
SWISS	P12004
Молекулярная масса белка	29 кДа
Доставка	Холодильный пакет