


Кроличьи Поликлональные Антитела К Рсna Для Wb, Ihc-P, Elisa - P12004

Артикул: CM0014020



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на PCNA (P12004), подходят для WB, IHC-P, ELISA. Перекрестно реагируют с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходит для изучения репликации ДНК, репарации и пролиферации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи пАб к PCNA
Примечания/Алиасы	ATLD2; PCNA
Вид	Человек
ID гена (человек)	5111
ID гена	5111
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 162-261 человеческого PCNA (NP_002583.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P12004
Молекулярная масса белка	29 кДа
Доставка	Холодильный пакет