

Кроличья Поликлональная Антитела Против Pcnt Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - O95613

Артикул: CM0023653

введение

Эти кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий PCNT (Перицентрин), подходят для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Они перекрестно реагируют с белком крысы и являются важным инструментом для исследования centrosом и микротрубочек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PCNT Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	KEN; PCN; MOPD2; PCNT2; PCNTB; PCTN2; SCKL4; PCNT
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5116
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	O95613
Молекулярная масса белка	378 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом