

Поликлональное Антитело Против Pcnx1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q96Rv3

Артикул: CM0020231

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок PCNX1 (pescanex-like protein 1). Применимо для Вестерн-блоттинга и ИФА. Иммуноген: синтетический пептид в пределах аминокислот 2250-2341. Валидировано на человеческих образцах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PCNX1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	PCNX; PCNXL1; pescanex; PCNX1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	22990
GeneID	22990
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q96RV3
Молекулярная масса белка	259 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом