

Моноклональное Антитело К Рсре-1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q15113

Артикул: CM0005037



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к человеческому РСРЕ-1, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, с реактивностью к человеку, мыши и крысе. Идеально подходит для исследований процессов обработки коллагена и биологии внеклеточного матрикса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к РСРЕ-1
Синонимы	РСРЕ; РСРЕ1; РСРЕ-1
Вид	Человек
ИД гена	5118
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 304-449 человеческого TLR4 (NP_002584.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15113
Молекулярная масса белка	48 кДа
Доставка	С контейнером со льдом