

Поликлональное Антитело Против Pcsk1 Для Wb, If/Icc, Elisa — P29120

Артикул: CM0018529



введение

Аффинно очищенное кроличье поликлональное антитело против человеческого PCSK1 (нейроэндокринной конвертазы 1). Валидировано для WB, IF/ICC, ELISA; перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для изучения процессинга прогормонов и нейроэндокринных нарушений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PCSK1, кроличье поликлональное антитело
Примечания/синонимы	PC1; PC3; NEC1; SPC3; PC1/3; BMIQ12; PCSK1
Вид	Человек
GeneID (человек)	5122
GeneID	5122
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 28–170 человеческого PCSK1 (NP_000430.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	P29120
Молекулярная масса белка	84 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом