

Поликлональное Антитело Против Pcsk9 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ip, Elisa - Q8Nbp7

Артикул: CM0021782



введение

Кроличье поликлональное антитело против PCSK9, подходящее для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии, иммунопреципитации и ELISA в образцах человека и крысы. Способствует исследованиям в области гомеостаза холестерина и деградации LDLR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PCSK9 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	PCSK9; FH3; HCHOLA3; LDLCQ1; NARC-1; NARC1; PC9; пропротеинконвертаза субтилизин/кексин типа 9
Вид	Человек
GeneID	255738
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 31-692 человеческого PCSK9 (NP_777596.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуоцитохимия, иммунопреципитация, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q8NBP7
Молекулярная масса белка	20 кДа/74 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом