

Кроличыи Поликлональные Антитела К Pcsk9 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q80W65

Артикул: CM0019325

введение

Кроличыи поликлональные антитела к мышиному PCSK9 (UniProt Q80W65), валидированные для методов WB, IF/ICC, ELISA. Перекрестно реагируют с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований метаболизма холестерина и деградации рецепторов ЛПНП.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	PCSK9 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	FN3; PC9; Narc1; HCHOLA3; PCSK9
Вид	Мышь
GeneID (человек)	100102
GeneID	100102
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 35-694 мышиного PCSK9 (NP_705793.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q80W65
Молекулярная масса белка	74 кДа
Транспортировка	Хладоэлемент (лед)