

Поликлональные Антитела Против Pcyt1A Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — P49585

Артикул: CM0023970

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к PCYT1A, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагируют с PCYT1A человека и мыши. Подходят для исследований биосинтеза фосфатидилхолина и связанных с этим процессом метаболических нарушений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PCYT1A кроличья поликлональная антитела
Примечания/алиасы	CT; CTA; CCTA; CTPCT; PCYT1; SMDCRD; CCTalpha; PCYT1A
Вид	Человек
ID гена (человек)	5130
ID гена	5130
Иммуноген	Синтетический пептид — синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого PCYT1A (NP_001299602.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P49585
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	Холодовой пакет