

Поликлональные Антитела Против Pcyt2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q99447

Артикул: CM0015103



введение

Кроличьи поликлональные антитела к PCYT2, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Обнаруживают эндогенный PCYT2 в пробах человека, мыши и крысы. Подходят для изучения синтеза фосфатидилэтаноламина, биологии мембран и нейродегенеративных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к PCYT2
Примечания/Альясы	ET, SPG82, PCYT2
Вид	Человек
ID гена (человек)	5833
ID гена	5833
Иммуноген	Рекомбинантный сливанный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-389 человеческого PCYT2 (NP_002852.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99447
Молекулярная масса белка	44 кДа
Доставка	С пакетом охлаждающим агентом