

Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Pd-1/Cd279 Для Вестерн-Блоттинга, If-P, Ифа - Q15116

Артикул: CM0018677



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого PD-1/CD279 (SWISS Q15116), валидированное для Вестерн-блоттинга, IF-P, ИФА. Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований в области иммуноонкологии и разработки IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PD-1/CD279 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PD1; PD-1; CD279; SLEB2; hPD-1; hPD-I; hSLE1; PD-1/CD279
Виды	Человек, Мышь, Крыса
ID гена	5133
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 205-259 человеческого PD-1/CD279 (NP_005009.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15116
Молекулярный вес белка	32кДа
Доставка	Сумка со льдом