

Моноклональное Антитело Anti-Pd-L1/Cd274 Для Проточной Цитометрии - Q9Nzq7

Артикул: CM0005952



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело к человеческому PD-L1/CD274, валидированное для проточной цитометрии. Реагирует с человеческим материалом. Позволяет исследовать путь PD-L1/PD-1 в исследованиях иммунных контрольных точек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело к человеческому PD-L1/CD274, мкА
Примечания/Алиасы	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1
Вид	Человек
ID гена (человек)	29126
ID гена	29126
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-290 человеческого PD-L1/CD274 (Q9NZQ7)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9NZQ7
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	С пакетом со льдом