

Моноклональное Антитело Anti-Pd-L1/Cd274 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Nzq7

Артикул: CM0002284



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против человеческого PD-L1/CD274 (Q9NZQ7), подходящее для Вестерн-блоттинга и ИФА. Необходимо для исследований регуляции иммунных контрольных точек, модуляции Т-клеток и механизмов уклонения опухоли от иммунного надзора.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PD-L1/CD274 Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1; PD-L1/CD274
Вид	Человек
GeneID (Человек)	29126
GeneID	29126
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-290 человеческого PD-L1/CD274 (Q9NZQ7)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9NZQ7
Молекулярный вес белка	33кДа
Доставка	В ледяном пакете