

Кроличья Моноклональная Антитело К Pd-L1/Cd274 Для Вб, Иф/Икк, Ифа, Ингибирования - Q9Nzq7

Артикул: CM0011158



введение

Кроличья моноклональная антитела к PD-L1/CD274, полученная против рекомбинантного белка, для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ИФА и ингибиторных анализов. Специфична к человеческому PD-L1, валидирована для исследований иммунных контрольных точек и изучения иммунотерапии рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PD-L1/CD274 Кроличья моноклональная антитела
Примечания/Синонимы	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	29126
ID гена	29126
Иммуноген	Рекомбинантный белок человеческого PD-L1/CD274
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА, ингибирование
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9NZQ7
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	Холодовой пакет