

Кроличье Поликлональное Антитело Против Pd-L1/Cd274 Для Вестерн-Блоттинга, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Nzq7

Артикул: CM0022915



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против PD-L1/CD274, валидированное для Вестерн-блоттинга, IF-P, IHC-P, ELISA. Детектирует PD-L1 человека, мыши, крысы; подходит для исследований иммунотерапии рака и иммунной толерантности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PD-L1/CD274 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1; PD-L1/CD274
Вид	Человек
GeneID (Человек)	29126
GeneID	29126
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 190-290 белка PD-L1/CD274 человека (NP_054862.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NZQ7
Молекулярная масса белка	33 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом