

Кроличыи Поликлональные Антитела Против Anti-Pd-L1/Cd274 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nzq7

Артикул: CM0017539



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против PD-L1/CD274, валидированные для WB, IHC-P, ELISA. Реагируют с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Необходимый инструмент для изучения иммунных контрольных точек и опухолевой иммунологии в диагностических и исследовательских целях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PD-L1/CD274 кроличьи pAb
Примечания/Псевдонимы	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1; PD-L1/CD274
Вид	Человек
GeneID (Человек)	29126
GeneID	29126
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 19-238 человеческого PD-L1/CD274 (NP_054862.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NZQ7
Молекулярный вес белка	33кДа
Доставка	Сумка со льдом