

Анти-Pd-L2/Cd273/B7-Dc Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Elisa - Q9Wul5

Артикул: CM0022870



введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против мышиногo PD-L2 (CD273/B7-DC), подходящие для вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реакция с крысой. Полезны для исследований иммунной толерантности и контрольных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PD-L2/CD273/B7-DC поликлональные антитела кролика (pAb)
Примечания/Псевдоним	Btdc; B7-DC; PD-L2; F730015O22Rik; PD-L2/CD273/B7-DC
Вид	Мышь
GeneID (человек)	58205
GeneID	58205
Иммуноген	Рекомбинантный белок мышиногo PD-L2/CD273/B7-DC.
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9WUL5
Молекулярный вес белка	28кДа
Доставка	Сумка со льдом