

Кроличыи Поликлональные Антитела К Pdc Для Wb, Ihc-P, Elisa — P20941

Артикул: CM0025072

введение

Кроличыи поликлональные антитела к PDC для детекции фосдуцина (28 кДа) в Вестерн-блоттинге, ИГГ на парафиновых срезах и ИФА. Перекрестная реактивность с людскими, мышинными и крысиными образцами. Валидированы для исследований визуальной фотопередачи и метаболизма фоторецепторов. Для исследовательского использования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к PDC
Примечания/алиасы	RHD; MEKA; PhLP; PhLOP; PDC
Вид	Человек
ИД гена (человек)	5132
ИД гена	5132
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-246 человеческого PDC (NP_002588.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P20941
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	Айс-пакет