

Поликлональное Антитело Anti-Pdcd10 Для Wb, IHC-P, IF/ICC, Elisa — Q9Bul8

Артикул: CM0019634



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого PDCD10 (CCM3/TFAR15) для вестерн-блоттинга, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Входит в состав комплексов STRIPAK, участвует в апоптозе, ангиогенезе и миграции клеток. Реагирует с антигенами человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело PDCD10
Примечания/синонимы	CCM3, TFAR15, PDCD10
Вид	Человек
GeneID (человек)	11235
GeneID	11235
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-212 человеческого PDCD10 (NP_009148.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9BUL8
Молекулярная масса белка	25 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом