


Кроличьи Моноклональные Антитела К Anti-Pdcd4 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - Q53EL6

Артикул: CM0009443



введение

Кроличьи мАб к PDCD4 для применения в WB, IHC-P, ELISA. Распознают человеческий, мышиный и крысиный PDCD4 (52 кДа), ингибитор трансляции и супрессор опухолей. Идеальны для исследований рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PDCD4 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	H731; PDCD4
Вид	Человек
GeneID (человек)	27250
GeneID	27250
Иммуноген	Синтетический пептид — синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 370-469 человеческого PDCD4 (Q53EL6).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q53EL6
Молекулярный вес белка	52kDa
Доставка	Сумка со льдом