


Анти-Pdcd4 Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb, If/Icc, Elisa - Q53EL6

Артикул: CM0021069



введение

Кроличий поликлональный антитело против человеческого PDCD4, валидированный для вестерн-блоттинга, IF/ICC и ELISA. Обнаруживает человеческий, мышинный и крысиный PDCD4. Полезен для изучения апоптоза, регуляции трансляции и функций супрессора опухолей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PDCD4 кроличий pAb
Примечания/Псевдоним	H731; PDCD4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	27250
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-260 человеческого PDCD4 (NP_055271.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q53EL6
Молекулярный вес белка	52кДа
Доставка	Сумка со льдом