


Кроличья Поликлональная Антитела Против Pdc4 (Валидированы Методом Нокаута) Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q53E6

Артикул: CM0025121



введение

Валидированные методом нокаута кроличьи поликлональные антитела к PDCD4 детектируют PDCD4 человека/мыши (SWISS Q53EL6, 52 кДа) в Вестерн-блоттинге, ИГХ-П, ИФА. Нацелены на супрессор опухолей, ингибирующий трансляцию и неопластическую трансформацию.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано методом нокаута] Кроличьи pAb к PDCD4
Примечания/Альтернативные названия	H731; D4
Вид	Человек
Gene ID (Человек)	27250
Gene ID	27250
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-260 белка PDCD4 человека (NP_055271.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ-П (парафиновые срезы), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q53EL6
Молекулярная масса белка	52 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом