


Поликлональные Антитела Против Pdc5 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Мфк (If/Icc), Ифа (Elisa) - O14737

Артикул: CM0024919



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого PDCD5 (TFAR19). Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ/МФК (IF/ICC), ИФА (ELISA) с широкой межвидовой реактивностью (человек, мышь, крыса). Поддерживают исследования апоптоза и реакции на повреждение ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PDCD5 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	TFAR19; PDCD5
Вид	Человек
GeneID (человек)	9141
GeneID	9141
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-125 человеческого PDCD5 (NP_004699.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O14737
Молекулярный вес белка	14кДа
Доставка	В ледяном пакете